



Cena bez DPH

22.334,00 Kč

Cena s DPH

27.024,14 Kč

Parametry

Popis

Pouze pohon

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Pohon pro unikátní a univerzální disperzní, míchací, homogenizační a mlecí systém se zapečetěnými jednorázovými zkumavkami na vzorky. Ochrana a bezpečnost pro : infekční vzorky materiálů, toxické látky, vysoce-pachové látky za definovaných podmínek (čas, energii, objem).

Vzorkové kontejnery (tuby) se snadno připojit k pohonné jednotce. Nastaví se požadovaná rychlost a doba trvání a test se spustí. Akustický signál indikuje ukončení experimentu. Testy jsou kdykoliv reprodukovatelné a neexistuje vzájemná kontaminace mezi vzorky.

- Dispergace, míchání, homogenizace a mletí pomocí jediné pohonné jednotky
- Nemožnost křížové kontaminace
- Uzavíratelné jednorázové tuby na vzorky
- Nevyžaduje čištění
- Vysoká úroveň bezpečnosti uživatele
- Vhodné pro individuální použití a použití v sérii
- Gama-sterilizované trubice
- Tuby s propíchnutelnými membránovými kryty
- Tuby s 2 - 15 ml a 15 - 50 ml
- Funkce Anti-locking
- Zvýšená bezpečnost v důsledku nízkého napětí (24 V)
- Chemicky odolný plast
- Jednoduchá a bezpečná likvidace
- Reprodukovatelné testy
- Patentováno

Oblasti použití: medicína, patologie, veterinární lékařství, hygienické živočišné ústavy, zkušebny krmiv, laboratoře, toxikologie, lékařský výzkum, farmaceutický výzkum, biologický výzkum, chemie, kosmetika

Výkon motoru vstup	20 W
Výkon motoru výstup	17 W
Viskozita max.	5000 mPas
Rozsah otáček	300 - 6000 rpm
Rychlostní odchylka	10 %
Speed display	scale
Regulace otáček	plynulá
Hluk naprázdno	50 dB(A)
Typ procesu	dávka
Rozměry (š x v x h)	100 x 40 x 160 mm
Hmotnost	0.75 kg
Přípustná teplota okolí	5 - 40 °C
Přípustná relativní vlhkost	80 %
Krytí dle DIN EN 60529	IP 20
Napětí	100 - 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	20 W
DC Napětí	24 V=
Proud	800 mA

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše