

Model pro nácvik intramuskulární injekce do nadloktí

Objednací kód: **4109.M155**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Horní končetiny

Množstevní jednotka

ks

- výuka volby přesného místa vpichu
- kosti na modelu umožňují identifikovat místo pro vpich na předním nadloktí skrz acromion apophysis
- jestliže není vpich na správném místě nebo je příliš hluboko, rozsvítí se červená kontrolka a také se spustí alarm, může se rozsvítit i kontrolka u nervových vláken; jestliže je vpich proveden správně, rozsvítí se zelená kontrolka
- vnitřní struktura nervů a cév na nadloktí je zobrazena tak, aby se mohl vybrat správný bod pro vpich
- model pro vpich vede od ramene až k lokti, což umožňuje výuku intramuskulární a hypodermické injekce na 2 různých místech
- pro injektování použijte vodu
- doplňky: úložný kufřík