



Cena bez DPH 13.910,00 Kč

Cena s DPH 16.831,10 Kč

Parametry

Provedení

Kombinovaná sada

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Sada PRESTAN Professional Collection kombinuje jednu figurínu dospělého Professional Adult, jednu figurínu dítěte Professional Child a jednu figurínu kojence Professional Infant v jedné sadě.

Simulátor je plně v souladu s aktuálními průmyslovými směrnicemi, včetně nejnovějšího nařízení AHA o integrované odezvě.

Figurína je dostupná ve světlé barvě kůže a pouze s KPR odezvou.

Všechny figuríny PRESTAN pro nácvik KPR jsou vyrobeny v USA.

Další detaily:

Všechny figuríny PRESTAN Professional jsou dostupné s revolučním monitorem frekvence KPR, který poskytuje okamžitou odezvu jak

instruktorům, tak studentům. Vizualní odezva z monitoru frekvence KPR poskytuje studentům realistický pocit provedení 100-120 kompresí za minutu. Světélka nepřetržitě signalizují vývoj frekvence a potvrzují, zda jsou komprese v rozsahu 100-120 kompresí za minutu doporučeném průmyslovými směrnicemi. Žluté světlo bude blikat tehdy, pokud je překročen horní limit 120 kompresí za minutu, a upozorňuje tak studenty, aby zpomalili. Instruktoři mohou snadno a rychle sledovat několik studentů najednou.

Kromě vizualního monitoru frekvence KPR mohou studenti také poslouchat zvuk cvakání, který potvrzuje stlačení hrudníku do správné hloubky 5-6 cm, což jim umožňuje procítit skutečnou sílu potřebnou k provedení komprese hrudníku ve skutečné situaci.

Monitor frekvence KPR lze koupit zvlášť pro vylepšení jakékoliv figuríny PRESTAN Professional bez monitoru.

Sleep Mode/No Power	
1st Full Compression (Wake mode/LED Test Mode)	
CPM* < 60	
CPM* 60 – 79	
CPM* 80 – 99	
CPM* 100 - 120	
CPM* > 120	
Compressions Stopped	

*CPM = Compressions per minute

= Flashing

Sada obsahuje:

- 1x dospělou figurínu, 1x dětskou figurínu, 1x figurínu kojence (světlá barva kůže; vše s KPR monitorem)
- 10 plicních vaků pro dospělou figurínu
- 10 plicních vaků pro dítě
- 10 plicních vaků pro kojence
- přenosný obal
- příručku

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout! Zobrazit vše