



Cena bez DPH	44.490,00 Kč
Cena s DPH	53.832,90 Kč

#### Parametry

Typ vah	Přesné váhy
Série	FZ-iWP
Atest (Ověřitelné ČMI)	ANO
Kapacita (maximální)	220 g
Dílek (nejmenší)	0.001 g
Interface	RS-232C
Fce a vlastnosti	Metrologicky ověřitelné, Krytí IP 65, Vnitřní kalibrace, Komparátor, Počítací funkce, Vážení zvířat, Vážení v procentech, Fce pro výpočet hustoty, Spodní závěs
Kalibrace	Vnitřní
Miska [mm]	Ø 130
Množstevní jednotka	ks

- [Detailní popis](#)

**Váhy A&D série FZ-i WP** mají krytí **IP 65** a se vyznačují svou přesností vážení, odolností a jednoduchostí. Přesné odečtení navážených hodnot zaručí dobře čitelný vakuový fluorescenční display (VFD).

Váha disponuje několika vážícími režimy, jako například počítací funkce, vážení v procentech, funkci vážení zvířat, automatický výpočet hustoty a další. Obsažená paměť usnadňuje práci s více daty najednou. Komparátor s vestavěným bzučákem je výborný pomocník při opakovaném navažování na danou hodnotu. Váhy mohou být připojeny přes obousměrný interface RS-232C k PC, kde díky přiloženému software mohou být data pohodlně zpracována. Pro zjišťování hmotnosti předmětů, které nemohou být položeny na vážící misku, může uživatel využít spodní závěs. Automatické zapnutí a vypnutí zajistí nejen úsporu času, ale i energie.

#### Vlastnosti:

- Krytí IP 65
- Vnitřní pneumatická kalibrace
- Čas ustálení 1 vteřina
- Velký VF Displej
- Shock absorber pro ochranu snímače
- Paměť výsledků + statistické výpočty
- Různé hmotnostní jednotky
- Shoda s GLP, GMP, GCP, ISO
- Komparátor s bzučákem
- Vážení zvířat
- Počítací funkce s ACAI
- Indikátor zatížení
- Vážení v procentech
- Auto Power ON funkce
- Auto Power OFF funkce
- Spodní závěs
- RS-232C interface

#### **Volitelné doplňky:**

- Quick USB interface s kabelem
- Ethernet interface s WinCT-Plus softwarem
- Vestavný akumulátor
- Malý kryt proti vánku
- Velký kryt proti vánku
- Miska k vážení zvířat
- Kufřík pro přenášení

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše