


5327 - Vozík k demonstraci rovnoměrného pohybu

Objednací kód: **5001.5327**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Elektřina a magnetismus - filtr

Elektromagnetická indukce

Množstevní jednotka

ks

Pohyb vozíku na plastové nakloněné rovině se rovnoměrně zrychluje. Na hliníkové nakloněné rovině se vozík pohybuje stejnoměrně, díky elektromagnetické brzdě.

Vybavení:

- 1 hliníková deska, 600 × 80 mm
- 1 laminátová deska, 600 × 80 mm
- 1 dřevěný blok, 100 × 50 × 25 mm
- 1 vozík se dvěma silnými neodymovými magnety
- 4 závaží, 20 g