

AR403 - Trenažér onemocnění oční sítě

Objednací kód: **4101.AR403**



Cena bez DPH

61.180,00 Kč

Cena s DPH

74.027,80 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Oční simulátor AR 403 umožňuje nastavit 36 diabetických běžných i vzácnějších sítnicových stavů. Umožňuje nacvik vyšetření očí s použitím oftalmoskopu. Trenažér onemocnění oční sítnice využívá digitální technologii, displej s vysokým rozlišením.

- Snadné nastavení a používání
- Digitální displej s vysokým rozlišením
- Individuální nastavení pro každé oko
- Kryt pro testový režim pro skrytí zobrazení číslování stavu
- Možnost napájení bateriemi či pomocí adaptéru
- Režim spánku pro úsporu energie

Oční stavy a nemoci které lze nastavit

- Diabetická retinopatie
- Makulopatie
- Pre-proliferativní diabetická retinopatie
- Proliferativní diabetická retinopatie
- New Vessels Disc
- Laser
- Fotokoagulace
- Ungradable

Významné a běžné stavy sítnice

- Normální
- Glaukom
- Papiloedém
- Optická atrofie
- Věkem podmíněná makulární degenerace (DRY)
- Hypertenzní retinopatie
- Okluze centrální sítnicové vény (CRVO)
- Centrální sítnice tepny (CRAO)
- Drusen
- Retinitis pigmentosa
- Medullated nervová vlákna
- Vysoká myopie (krátkozrakost)
- Branch okluze retinální žíly (BRVO)

Významné a méně běžné stavy sítnice

- Pre-okluze retinální žíly
- Mnohačetné krvácení do sítnice
- Odchlípnutí sítnice
- Angioidní pruhy
- Benigní névus
- Maligní melanom
- Makulární hemoragie
- Choroidní névus
- Macular Scar (Toxoplasma)
- Cytomegalovirus Retinitis
- Retinální lipidémie
- Caput medusae
- Choroidní cévy
- Krátkozraký crescent- Subhyaloidní hemorágie
- Macular Burn

Balení obsahuje:

- Pevné transportní pouzdro
- Síťový adaptér
- Návod k použití