



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: http://www.helago-cz.cz

Víceúčelový trenážer pro péči o pacienta a KPR + OMNI2  
Objednací kód: **4108.S107.250**







Cena bez DPH

81.000,00 Kč

Cena s DPH

98.010,00 Kč

Parametry

Figuríny pro ošetřování - filtr

Dítě

Množstevní jednotka


ks

- Detailní popis

**Má všechny vlastnosti jako S100 Novorozenec Susie a Simon a navíc:**

- vnější stomie s vnitřními zásobníky
- orální, nazální a digitální intubace
- zavedení OP/NP hadiček
- pravá/levá průduška
- zavedení nazálních a orálních gastrických hadiček
- odsávání
- BVM s realistickým zvedáním hrudníku
- stlačení hrudníku
- katetrizace pupečnickem
- intraoseální infuze
- intravenózní paže s kolísavým hmatatelným pulzem

**OMNI2**



Nový OMNI 2 je bezdrátový interface se snadným používáním navržený pro ovládání patientských simulátorů a trenažérů dovedností Gaumard. Poskytuje instruktorům základní nástroje pro řízení nácvikových relací založených na simulaci bez složitého programování. Jednoduše klikněte a začněte.

### Jednoduchý, intuitivní a bezdrátový

OMNI 2 usnadňuje sledovat výkon a pořizovat údaje o činnosti žáka pro následné vyhodnocování. OMNI 2 se snadno ovládá pomocí dotykové obrazovky a intuitivní uspořádání ikon Vám umožňuje pracovat s fyziologickými změnami, zatímco se soustředíte na nácvik. Jednoduše řečeno, je to šikovné řešení, které funguje jako doplněk k Vašemu klinickému know-how.

### Automaticky se přizpůsobí Vašim nácvikovým potřebám

OMNI 2 Vám poskytuje specializované nástroje, aby Vám pomohl splnit nácvikové cíle ve více klinických oblastech. Poskytuje ovládání a odezvu, kterou potřebujete k účinnému a efektivnímu nácviku. Navíc inteligentní instalace provádí nastavení automaticky po detekci Vašeho simulátoru Gaumard a zobrazí Vám pouze ty nástroje, které potřebujete. Uvítejte všestrannost a dejte sbohem frustraci.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myši na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše