

LF00947 - Trenažér otoku zanechávajícího důlky po aplikaci tlaku

Objednací kód: **4107.LF00947**



Cena bez DPH

5.100,00 Kč

Cena s DPH

6.171,00 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Oživte diskusi ve třídě nácvikem dovedností na tomto zajímavém a unikátním trenažéru. Součástí posouzení pacienta je pozorování otoků končetin. Otok je způsoben abnormálním nazhromažďováním tekutiny uvnitř intersticiálních prostorů tkáně. Aplikace tlaku na povrch kůže může zanechat jamku, která se po uvolnění nenavrátil hned do původní roviny. Toto je známé jako Pitting edém. Tento druh edému je subjektivním pozorováním a jeho stupeň je určen podle hloubky jamky a podle doby, po které jamka v tkáni po uvolnění tlaku přetrvává. Tento

trenažér využívá realistický materiál pro simulaci tkáně a znázorňuje stádia 1+ až 4+.

- Stádium 1+ - Malá jamka (2 mm), nezřetelný edém v oblasti
- Stádium 2+ - Střední jamka (4 mm), rychlý návrat do původní roviny
- Stádium 3+ - Hluboká jamka (6 mm), která chvíli setrvává, oblast vypadá opuchle
- Stádium 4+ - Velmi hluboká jamka (8 mm), která setrvává delší dobu, oblast je velmi oteklá

Lze nacvičovat:

- Posuzování stádií (1+ až 4+)
- Posuzování hloubky (2 mm - 8 mm)
- Posuzování doby návratu do původní roviny

Obsahuje 4 podložky připomínající tkáň, které znázorňují každé stádium, podnos pro vkládání podložek, kartu s instrukcemi pro čištění a údržbu a úložný box.