

## LF01400 - Simulátor novorozence pro nácvik ošetřovatelských dovedností a rozšířené resuscitace

Objednací kód: **4107.LF01400**



Cena bez DPH

31.620,00 Kč

Cena s DPH

38.260,20 Kč

Parametry

Provedení

Figurína novorozence

Množstevní jednotka

ks

- Pro splnění úloh z výukové osnovy programu pro resuscitaci novorozence
- Velikost novorozence: délka cca 48 cm, hmotnost cca 3,4 kg, obvod hlavy cca 36 cm

- Obsahuje simulátor, vyměnitelné dýchací cesty (2), oboustrannou plíci, plíci po kolapsu, pupek, omfalokélu, myelomeningokélu, kůži na ruku (2), kůži na chodidlo (2), žilní systém pro ruku, žilní systém pro chodidlo, 500 ml sáček na tekutinu (2), stříkačku 3 cm<sup>3</sup> s jehlou, křídlovou jehlu 25G, 25 ml stříkačku, prášek pro tvorbu umělé krve, lubrikant, dětský zásyp a pevný kufřík

### **Dýchací cesty, dýchání a ventilace**

- Anatomická místa
- Auskultace zvuků plic během ventilace
- Oboustranné rozšíření plic s viditelným dramatickým zdvihem hrudníku
- Zavádění endotracheální trubice
- Ručně ovládaná frekvence a hloubka dýchání
- Ventilace kladným tlakem
- Realistické komprese hrudníku
- Sellickův manévr
- Možnost jednostranného pohybu hrudníku (při kolapsu plíce a intubaci hlavní větve)

### **Porodní anomálie**

- Defekt neurální trubice (myelomeningokéla), snadno lze uchytit k zádové části
- Omfalokéla

### **Hrudní drén**

- Nacvičujte zavedení hrudního drénu a provádějte péči v oblasti zavedení

### **Mytí a výměna plen**

- Nacvičujte mytí, koupání a výměnu plen
- Simulátor je vodotěsný a plně ponořitelný do vody

### **Gastrointestinální vlastnosti**

- Možnost zavedení OG/NG trubice pro nácvik krmení a odsávání

### **Monitorování**

- Lze připojit různé monitory, senzory a elektrody

### **Pozorování a měření**

- Pozorujte a měřte každou část těla (hlavu, pupek, kůži, atd.)

### **Scénáře**

- Vytvořte si vlastní scénáře pro vysoce rizikový porod, pohotovost, transport a intenzivní péči

### **Kůže**

- Vzhled připomínající skutečnou kůži
- Měkká a odolná realistická kůže

### **Odsávání**

- Nacvičujte odsávání nosu, ústní dutiny a žaludku

### **Pupek**

- Lze snadno připevnit a odejmout
- Vyrobeno z měkkého realistického materiálu
- Nacvičujte odběr krve nebo infuzi tekutin
- Pupek s žilním a tepenným přístupem

### **Žilní přístup**

- Možnost zavedení nitrožilního katétru nebo křídlové infuzní jehly
- Ruka a chodidlo pro nácvik nitrožilních technik s realistickým zpětným záběrem z tlakového systému
- Měkké realistické kůže s malou trubičkou pro realistický nácvik