



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

LF00042 - Mateřský a porodní simulátor - základní Lucy
Objednací kód: **4107.LF00042**





Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Porodnictví, gynekologie - filtr

Množstevní jednotka

Porodní simulátory

ks

- Detailní popis

Lucy je mateřský a porodní simulátor pro praktickou prezentaci zajištění potřeb pro úspěšné potýkání se s krizovými situacemi během a po porodu. Díky nové úrovni realistických fyzických vlastností umožňuje nácvik téměř totožný kontaktu s reálným pacientem a pomáhá tak studentům i vyučujícím zcela se ponořit do výuky. Simulátor je navržen pro co nejsrozumitelnější praktickou výuku scénářů od prenatalního až po postnatální období. Tento anatomicky přesný porodní simulátor umožňuje studentům zažít velmi realistické normální a abnormální porody. Díky kvalitnímu a jednoduchému designu je trenažér Lucy snadný k používání a údržbě a skvělý pro výuku patientských technik pro studenty na jakékoli úrovni vzdělání v tomto oboru.

Vlastnosti produktu

Obecné

- Nízká hmotnost, celotělová figurína ženy 167 cm, hmotnost 16 kg
- Snadný transport pro nácvik hospitalizačních scénářů
- Široký rozsah pohybu díky plně pohyblivým kloubům
- Důležité body kosterních struktur včetně sedacích trnů
- Je možné rychle měnit vzhled figuríny díky několika kombinacím vlasů a očí

Funkce

- Zajištění dýchacích cest - intubace a ventilace se zdvihem hrudníku
- Vak znázorňující zárodečnou blánu
- Paže a nohy pohyblivé v kloubech
- Dítě pohyblivé v kloubech - výška 45 cm, hmotnost 1 kg
- Porodní pozice - břichem dolů na rukou a kolenou, laterální, na zádech
- Porody koncem pánevním - úplná a neúplná poloha, poloha nožičkama, poloha řitní
- Roztažení děložního hrdla - 6 stádií
- Porod císařským řezem
- KPR
- Porody - vaginální, císařský řez, pomocí kleští, pomocí vakuového extraktoru
- Náprava episiotomie
- Obrat zevními hmaty
- Palpace plodu - břišní a Leopoldovy manévry
- Podtlaková extrakce
- Fundální masáž
- Místa pro zavádění intramuskulárních injekcí (pouze u matky), pravý a levý deltový sval, pravé stehno
- Manuální porodní manévr - sestup plodu řízený instruktorem / studentem
- Ruptura membrány
- Péče o nosní a ústní dutinu - výplach, podávání výživy, odsávání
- Techniky pro polohování a přesun pacienta
- Vcestné lůžko
- Poporodní péče
- Poporodní krvácení
- Zavedení měřicí elektrody
- Manévry při dystokii ramének - McRobertsův, Suprapubický tlak, Rubinův I. a II., Woodsův hmat, porození zadního raménka, manévr podle Gaskinové
- Podvázání pupeční šňůry svorkou a přestřížení pupeční šňůry
- Vyhřeznutí pupeční šňůry

Obsah sady

- Břišní podložka
- 2 břišní kůže, 1 normální a 1 pro císařský řez
- 50 vaků znázorňujících zárodečnou blánu
- Dítě pohyblivé v kloubech
- 6 děložních hrdel, stádia 1 - 6
- Kůže hrudníku
- KPR hrudník
- 3 sady očí - hnědé, modré a zelené

- Fundus
- Nemocniční oděv
- Trubička s mačkáčím balónkem pro nafukování
- Lubrikační gel
- Plicní vak
- Pánevní podpěra
- 3 kůže perinea - prenatální, porodní a episiotomická
- Stabilizační podložka pro perineální kůži
- Placenta
- Polohovací vak
- Svorka na pupeční šňůru
- 4 pupeční šňůry, 1 dlouhá a 3 krátké
- 3 paruky, černá, blondatá a hnědá

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše