



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

S100 - Laminární box S100 (PCR)  
Objednací kód: **1503.S100**









Cena bez DPH

94.420,00 Kč

Cena s DPH

114.248,20 Kč

#### Parametry

Vnitř. rozměry (š×h×v)

980 × 690 × 650 mm

Vnější rozměry (š×h×v)

1030 × 738 × 1000 mm

Informace o ceně

Cena je bez dopravy a validace

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Laminární box - šířka 100 cm. Laminární boxy série S PCR poskytují vzorkům sterilní prostředí a jsou doporučeny pro využití k práci se vzorky, které nepředstavují mikrobiologickou hrozbu. Jsou běžně používány pro zkoumání DNA.

Box je vybaven dvěma dodatečnými UV lampami v kompresní komoře, které zvyšují sterilitu vzduchu proudícího do pracovního prostředí.

- Vertikální laminární proudění vzduchu v rozsahu od 0,30 do 0,35 m/s
- Regulace proudění vzduchu senzorem nebo napěťovým systémem s možností korekce +/- 10%
- Velmi tiché ventilátory
- HEPA filtr H-14 a dodatečný vstupní filtr (třída EU3) v souladu s normou PN-EN 779
- Automatická kompenzace filtru zajišťuje konstantní a bezpečnou rychlost proudění vzduchu v boxu
- Hodinový časovač pro nastavení doby provozu boxu a UV lampy
- Napevno montovaná UV lampa v horní části pracovního prostoru s ochranou před neúmyslným spuštěním během provozu boxu
- Energeticky úsporná LED žárovka osvětlující pracovní prostor
- Pracovní plocha je vyrobená z nerezů
- Odnímatelná opěrka
- Jedna zásuvka na síťový kabel na krytu boxu
- Plynový, vakuový a vzduchový ventil jako volitelné příslušenství, na vyžádání také možnost provedení s podstavcem na uzamykatelných kolečkách

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše