



HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: info@helago-cz.cz  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

K1300 - Laminární box K 1300  
Objednací kód: **1503.K1300**





Cena bez DPH 75.470,00 Kč

Cena s DPH 91.318,70 Kč

#### Parametry

Popis	Jednotka s laminárním vertikálním prouděním
Vnější rozměry (š×h×v)	1300 × 500 × 780 mm
Informace o ceně	Cena je bez dopravy a validace
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis

Jednotka s laminárním vertikálním prouděním, šířka 1300 mm

Nyní s časovačem provozu UV lampy

Laminární box je navržen tak, aby čistil vzduch od prachu při mikrobiologickém, biotechnologickém a biochemickém testování. Box zajišťuje sterilní podmínky pro ochranu zpracovávaného materiálu od vnějších nečistot.

Nejnovější model laminárního boxu K 1300 je kombinací vysoce kvalitních materiálů, precizního zpracování a rozumné ceny.

## Technické specifikace:

### Proudění vzduchu

- Laminární, vertikální

### Filtry:

- Vstupní filtr: polyamidový, třída EU3 (G3), podle PN-EN 779
- Hlavní filtr: absolutní HEPA (EN 1822), filtrační účinnost min. 99,995% pro MPPS

### Mikroprocesorové ovládání:

- Automatický mód - automaticky provádí všechny aktivity pro správnou přípravu k operaci („profukování“, nastavení toku, zapnutí osvětlovací lampy)
- Manuální mód - uživatel může kdykoliv ovládat funkce boxu (proudění, osvětlovací lampa, UV lampa)

Box obsahuje digitální hodinový měřič a vnitřní sledovací systém hlásící provozní chyby.

### Standardní vybavení boxu

- Osvětlovací lampa nad pracovním povrchem
- UV germicidní lampa
- Elektrická zásuvka na krytu boxu (2ks)
- Hodinový měřič provozu boxu a UV lampy
- Nerezová pracovní deska

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše