



HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl C, vložka 17879

Kladská 1082

500 03 Hradec Králové 3

IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961

Tel: 495 220 229, 495 220 394


GSM brána: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: <http://www.helago-cz.cz>

B-293LD1.50 - Laboratorní trinokulární mikroskop
Objednací kód: **0501.B293LD150**





Cena bez DPH

47.880,00 Kč

Cena s DPH

57.934,80 Kč

Parametry

Typy mikroskopů	Laboratorní
Série	B-290
Počet okulárů	Trinokulár
Počet objektivů	4
Zvětšení objektivů	10x, 20x, 40x, 50x
Osvětlení	X-LED
Množstevní jednotka	ks

- Detailní popis
 - Trinokulární otočná hlavice 360°, úhel sklonu 30°
 - Nastavitelný rozestup okulárů 48-75mm
 - Okuláry: WF10x/20 mm, zajištěné šroubem
 - Čtyřložisková revolverová hlavice s objektivy
 - Objektivy:
 - Vybaven binokulární hlavou s následujícími objektivy:
 - - IOS N-PLAN 10x/0.25
 - - IOS N-PLAN 20x/0.40
 - - IOS N-PLAN 40x/0.65
 - - IOS N-PLAN MET 50x/0.75
 - Dvouúrovňový posuvný mechanický stolek: 150x139, pohyb v osách X-Y 75x33, Vernierova stupnice ve dvou osách, přesnost 0,1 mm.
 - Zaostřování: hrubé a jemné, s koncovým dorazem, který zamezuje dotyku a následnému poškození vzorku.
 - Kondenzor: Abbe N.A. 1.25, předstředěný, zaostřitelný, s irisovou clonou.
 - Osvětlení (typ Koehler): X-LED3 s jednou 3,6W LED, nastavitelná intenzita.
 - Teplota barvy: 6 300 K, Multi-plug 100-240Vac/5Vdc externí zdroj.
 - Fluorescentní osvětlení: LED s extra účinností, nastavení intenzity, maximální vlnová délka 465 nm, výkon 3,6 W
 - Fluorescence B: EX 460-490, DM 505, EM 515LP: Acridine Yellow, Acridine Orange, Auramine, DiO, DTAF,
 - FITC, GFP, YFP, atd.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše