



Cena bez DPH 2.484,00 Kč

Cena s DPH 3.005,64 Kč

Parametry

Značka, Výrobce

Dr. Weigert

Balení [kg]

12

Množstevní jednotka

ks

#### Hlavní oblasti použití:

Strojní čištění laboratorního skla v mikrobiologických a virologických laboratořích, nukleární medicíně, stravovacích provozech, průmyslu barviv stejně jako k čištění infúzních lahví a vybavení v lékárnách.

#### Charakteristika:

neodisher®LaboClean FT vykazuje velmi dobrou čisticí účinnost a neobsahuje tenzidy a jiné povrchově aktivní látky. Určený k odstraňování živých pŕd, krve, bílkovin, radioaktivních částic a zbytků tkáňových kultur.

neodisher®LaboClean FT se osvědčil zejména k dokonalému vyčištění lahví na tkáňové kultury, stejně jako v oblasti mikrobiologie a nukleární medicíny. Má oxidační účinek díky působení aktivního chlóru. Laboratorní vybavení ze skla, keramiky, křemíku a umělých hmot se dají čistit roztoky neodisher®LaboClean FT bez poškození materiálu. Není vhodný na barevné a lehké kovy. Pro čisticí cyklus doporučujeme používat vodu s maximálně 5 °d (1 mmol/l) celkové tvrdosti.