



Cena bez DPH

2.728,00 Kč

Cena s DPH

3.300,88 Kč

Parametry

Značka, Výrobce

Dr. Weigert

Balení [kg]

12

Množstevní jednotka

ks

Hlavní oblasti použití:

Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků během strojního mytí - chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, kontejnerů, operační obuvi a kojeneckých lahví a jiného zdravotnického vybavení pro kyselé předměty - laboratorního skla, zvířecích klecí a transportních vozíků

Charakteristika:

neodisher ® N může být použit pro neutralizaci zavlčených zbytků alkalických mycích přípravků nebo jako mycí přípravek pro odstranění vodního kamene, močového kamene a jiných zbytků rozpustných v kyselinách. Neobsahuje tenzidy a je velice dobře oplachovatelný. neodisher ® N lze použít na všechny obvyklé předměty laboratorního vybavení vyrobené ze skla, keramických materiálů, nerezové oceli a kyselinám odolných plastů. Neželezné těžké kovy, pochromované a poniklované části stejně jako eloxovaný hliník jsou roztokem neodisher ® N poškozovány. Proto je třeba dát pozor na odolnost oplachovaných předmětů, přístrojů, odtokového potrubí a celého odtokového systému vůči kyselinám. Eternitové a litinové trubky jsou nevhodné.