



Cena bez DPH 57.230,00 Kč
Cena s DPH 69.248,30 Kč

Parametry

| | |
|---------------------|---------------|
| Typ zařízení | Centrifuga |
| Objem zkumavky [ml] | 0,4/0,5 |
| Max. otáčky | 15060 ot./min |
| Množstevní jednotka | ks |

- Detailní popis

Nová Centrifuga 5420 byla navržena s ohledem na vaše rutinní aplikace molekulární biologie. Spektrum metod zahrnuje purifikaci DNA / RNA, DNA extrakci z agarózových gelů a nastavení PCR reakce. Má mimořádně malé půdorysné rozměry pro úsporu místa na laboratorním stole a ovládací panel s klávesnicí, který se snadno čistí. Můžete nechat otáčet až 24 zkumavek od 1,5 do 2,0 ml. Volitelné adaptéry rozšiřují rozsah objemů na 0,4 a 0,5 ml zkumavky, jakož i na zkumavky 0,6 ml BD Microtainer[®]. Rotor pro 32 PCR zkumavek (0,2 ml) nebo čtyři PCR stripy je k dispozici také. Pro vaši bezpečnost nabízí standardní rotor obal těsný proti aerosolům pro odstředování nebezpečných vzorků, jako jsou viry, patogenní bakterie nebo radioaktivní vzorky.

- Standardní rotor pro až 24 x zkumavek 1,5 a 2,0 ml
- Rotor pro až 32 x 0,2 ml PCR zkumavek nebo 4 x 8místných PCR stripů
- Adaptéry pro zkumavky 0,2, 0,4 a 0,5 ml, jakož i pro zkumavky 0,6 ml BD Microtainer[®]
- Mírný tlak, uzavírání jedním prstem za účelem ergonomického uzavírání víček
- Automatické otevření víka po ukončení cyklu zabraňuje zahřívání vzorku a umožňuje pohodlný přístup ke vzorkům
- Vysoce kvalitní anodizované hliníkové rotory a víka rotoru
- Tlačítko krátkodobého roztočení pro rychlé odstředování – není nutné tlačítko držet po celou dobu
- Ovládací panel s klávesnicí, který se snadno čistí

- Zvláště malé půdorysné rozměry pro úsporu cenného místa na pracovním stole: 24 x 35 x 22 cm (Š x H x V)
- Max. rychlost: 21 300 x g (15 060 ot./min)

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše