




HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

S408.100.PK - Model paže novorozence pro IV a arteriální přístup  
Objednací kód: **4108.S408.100.PK**

---





Více obrázků

Cena bez DPH

40.290,00 Kč

Cena s DPH

48.750,90 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Horní končetiny

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Tréninková paže novorozence pro IV a arteriální přístup je realistický a všestranný trenažér určený k výuce dovedností intravenózního a arteriálního přístupu pro studenty všech úrovní.

- Materiál pokožky poskytuje realistický vzhled a dojem
- Realistické umístění arterií a vén
- Hmatatelný radiální a brachiální puls
- Nastavitelná síla a frekvence pulzu (0 - 180 BPM)
- Kubitální a ulnární venózní přístupová místa pro kanylaci, infuzi, bolusovou injekci, odběr krve
- Radiální a brachiální arteriální přístupová místa pro kanylaci a odběr krve
- Externí zásobník krve pro nepřetržitý přísun tekutin, natlakování cév a možnost pozorování zpětného tlaku
- Snadno vyměnitelné žíly a tepny
- Kloubové zápěstí umožňující palmární flexi
- Používá se samostatně nebo připevněný ke stojanu
- Umožňuje prosvícení (transluminace) pro přístup do žíly
- Bez Latexu



Realistická kůže zaručuje realistický vzhled a pocit při provádění úkonů.



Kubitální a ulnární venózní přístupová místa pro kanylaci, infuzi, bolusovou injekci, odběr krve.



Radiální a brachiální arteriální přístupová místa pro kanylaci a odběr krve.



Hmatatelný radiální a brachiální puls.



Elektronicky nastavitelná síla a frekvence pulzu (0 - 180 BPM).



Externí zásobník krve pro nepřetržitý přísun tekutin, natlakování cév a možnost pozorování zpětného tlaku.

### Balení obsahuje:

- Paži novorozence
- Ovládací box
- Adaptér napájení
- Zásobník tekutiny
- Set příslušenství
- Návod

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše