



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

TruInfant IO Leg - noha 5měsíčního dítěte pro nácvik intraoseálních
technik
Objednací kód: **4110.TINIOLEG1**









Více obrázků

Cena bez DPH

16.130,00 Kč

Cena s DPH

19.517,30 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Dolní končetiny

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Tato TrulnInfant noha je realistický trenažér pro nácvik dovedností spojených s intraoseální (IO) infuzí v oblasti holeně. Model vychází z fyziologie 5měsíčního dítěte.

Obsahuje realistickou anatomii včetně tibiální tuberozity a čéšky a uživatelé tak mohou identifikovat správné místo pro zavedení intraoseální injekce v proximální části holeně. Výhodou pro studenty je také realistický odpor při proniknutí do medulární dutiny.

Vlastnosti a výhody:

- Realistický: Realistická anatomie včetně tibiální tuberozity a čéšky. Studenti mohou identifikovat správné místo pro zavedení intraoseální injekce v proximální části holeně.
- Realistický nácvik: Realistický odpor při proniknutí do medulární dutiny.
- Pozitivní odezva: Potvrzuje úspěšně provedenou techniku nasátím simulované krve.
- Připraven k použití: Netřeba žádná příprava! Zahajte nácvik ihned pomocí IO vložek předem naplněných krví.
- Vyměnitelné: Výměna IO vložek je rychlá a snadná. Díky tomu neplýtváte časem vyhrazeným na výuku.
- Přenosný: Dodáván v odolném přenosném kufříku pro snadný převoz a bezpečné skladování.

Nácvik lékařského postupu:

- Identifikace místa pro zavedení intraoseální injekce v proximální oblasti holeně
- Zavedení intraoseální injekce do holeně
- Odsávání krve kostní dřeně pomocí stříkačky
- Doporučená velikost nástroje: jehla velikosti 18G

Obsah balení:

- Model je dodáván v odolném přenosném kufříku pro snadný převoz a bezpečné skladování.
- 1x nácvikový model nohy pro intraoseální techniky TrulInfant
- 4x IO holeně (1 připojená, 3 náhradní)
- 3x kolík pro uchycení holenní vložky (dlouhý)
- 3x kolík pro uchycení holenní vložky (krátký)

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše