



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Příslušenství

NE

Mletí

Diskové mlýny

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Diskový vibrační mlýn RS 300 je vhodný pro extrémně rychlé, beztrátové a reprodukovatelné mletí středně tvrdých, křehkých a vláknitých materiálů na analytickou jemnost. Současně může zpracovávat 1, 2, 3 nebo i 4 vzorky. Díky robustní univerzální hnací hřídeli, která uvádí mlecí nádoby do 3-D pohybu, se v tomto mlýnu používají mlecí sady o hmotnosti až 30 kg. Uzavřený mlecí systém zaručuje kompletní zpracování vzorku.

Vstupní velikost materiálu: < 20 mm

Konečná jemnost: < 20 µm

- reprodukovatelné výsledky a homogenní vzorky díky univerzální hnací hřídeli (3D vibrace mlecích sad)
- rychlost: 912 min⁻¹
- krátký čas mletí

- funkce reverzního chodu (vlevo/vpravo rotace)
- programovatelná funkce nastavení intervalů (start/stop automaticky)
- široká škála materiálů pro mletí bez kontaminace
- mlecí nádoby o objemu 100 ml až 2,000 ml
- uzavřená a zvukově izolovaná mlecí komora
- pneumatické rychloupínací zařízení mlecí sady pro pohodlné a bezpečné upnutí
- dodatečné bezpečnostní funkce: mlyn se spustí pouze v případě, že pneumatický tlak je správný
- volitelný "Autolifter" pro ergonomické zvedání těžkých mlecích sad

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!  Zobrazit vše