



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

P102 - Trenažér paže pro kontrolu hemoragie
Objednací kód: **4111.1022652**









Cena bez DPH

37.200,00 Kč

Cena s DPH

45.012,00 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Trenažér pro kontrolu krvácení na horní končetině s realistickou simulací rány a krvácení. Nacvičujte a zlepšujte své dovednosti v přednemocniční péči o pacienta prostřednictvím instruktážního a praktického nácviku kontroly krvácení pomocí obvazování rány a aplikace škrtidla. Tento simulátor je obzvláště vhodný pro nácvik neodkladné zdravotní péče v bojových podmínkách a zdravotní péče v případě civilní katastrofy.

Cenově dostupný trenažér paže pro nácvik kontroly krvácení P102 je perfektním řešením pro realistický nácvik kontroly krvácení a zvládnání traumatických poranění paže. Studenti získají sebevědomí ve zvládnání obtížného krvácení za použití škrtidel a obvazování ran. Paže je vybavená třemi různými vzory zranění:

- Hluboká tržná rána, nebo bodná rána (5 cm)
- Střelná rána z velké ráže skrz na skrz
- Junkční rána v oblasti ramene

Instruktořem regulované krvácení: krvácení každé rány je regulováno ruční pumpou, pomocí které můžete simulovat žilní nebo tepenné pulzační krvácení.

Trenažér je funkční samostatně, ale lze ho také použít na dobrovolníkovi pomocí nosícího popruhu na tašku pro ještě realističtější nácvik na bitevním poli. Krvácení lze realisticky simulovat včetně přímé odezvy (zastavení krvácení), když student úspěšně zvládne krvácení.

Nacvičujte následující postupy zastavení krvácení:

- Aplikace škrtidla
- Balení rány včetně junkční rány
- Aplikace hemostatického zařízení XSTAT

Technické vlastnosti trenažeru paže pro nácvik kontroly krvácení P102:

- Trenažér je napodobeninou celé paže dospělého muže s velmi realistickou vnější anatomíí
- Kůže je vyrobená z vysoce kvalitního SKINlike™ odolného silikonu, který dokonale simuluje lidskou kůži realistickou na dotek.
- Včetně orientačních kostních míst a hmatatelné cévy poškozené střelným zraněním.
- Přímá odezva: krvácení zastaví (mechanická okluze krevních cév), jakmile úspěšně aplikujete škrtidlo (citlivé na umístění a utažení).
- Aplikovat škrtidlo lze co nejvýše a nejtěsněji, nebo 5-8 cm nad ránu.
- Každou ránu lze zakrýt speciálním krytem pro poskytnutí modulárních scénářů zranění.
- Každá rána může krváčet nezávisle.
- Navrženo pro použití na bitevním poli: robustní konstrukce, nepotřebuje baterie ani externí napájení.
- Snadno se čistí a přenáší. Včetně přenosné tašky.
- Realistický cenově dostupný simulátor pro opakovatelný nácvik

Systém krvácení:

- Krevní rezervoár (2litrový) s ruční pumpou na krev pro simulaci žilního nebo tepenného pulzujícího krvácení.
- Během balení rány nedochází k žádnému zpětnému toku krve do rezervoáru.
- Obsahuje 100g krevního prášku pro výrobu 10 litrů umělé krve.

Rozměry a hmotnost: 93 cm, 3 kg

Obsah dodávky:

- Paže se 3 různými traumatickými zraněními
- 3 modely zranění
- Ruční pumpa na krev
- Přenosná taška
- Pás pro možnost nošení paže na sobě
- Krevní rezervoár na 2 litry
- Krevní prášek (1x 100g)

Škrtidla nejsou obsažena v sadě.

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše