

P102 - Trenažér paže pro kontrolu hemoragie

Objednací kód: 4111.1022652



Cena bez DPH

37.200,00 Kč

Cena s DPH

45.012,00 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Trenažér pro kontrolu krvácení na horní končetině s realistickou simulací rány a krvácení. Nacvičujte a zlepšujte své dovednosti v přednemocniční péči o pacienta prostřednictvím instruktážního a praktického nácviku kontroly krvácení pomocí obvazování rány a aplikace škrtidla. Tento simulátor je obzvláště vhodný pro nácvik neodkladné zdravotní péče v bojových podmínkách a zdravotní péče v případě civilní katastrofy.

Cenově dostupný trenažér paže pro nácvik kontroly krvácení P102 je perfektním řešením pro realistický nácvik kontroly krvácení a zvládnání traumatických poranění paže. Studenti získají sebevědomí ve zvládnání obtížného krvácení za použití škrtidel a obvazování ran. Paže je vybavená třemi různými vzory zranění:

- Hluboká tržná rána, nebo bodná rána (5 cm)
- Střelná rána z velké ráže skrz na skrz
- Junkční rána v oblasti ramene

Instruktořem regulované krvácení: krvácení každé rány je regulováno ruční pumpou, pomocí které můžete simulovat žilní nebo tepenné pulzační krvácení.

Trenažér je funkční samostatně, ale lze ho také použít na dobrovolníkově pomocí nosícího popruhu na tašku pro ještě realističtější nácvik na bitevním poli. Krvácení lze realisticky simulovat včetně přímé odezvy (zastavení krvácení), když student úspěšně zvládne krvácení.

Nacvičujte následující postupy zastavení krvácení:

- Aplikace škrtidla
- Balení rány včetně junkční rány
- Aplikace hemostatického zařízení XSTAT

Technické vlastnosti trenažéru paže pro nácvik kontroly krvácení P102:

- Trenažér je napodobeninou celé paže dospělého muže s velmi realistickou vnější anatomíí
- Kůže je vyrobená z vysoce kvalitního SKINlike™ odolného silikonu, který dokonale simuluje lidskou kůži realistickou na dotek.
- Včetně orientačních kostních míst a hmatatelné cévy poškozené střelným zraněním.
- Přímá odezva: krvácení zastaví (mechanická okluze krevních cév), jakmile úspěšně aplikujete škrtidlo (citlivé na umístění a utažení).
- Aplikovat škrtidlo lze co nejvýše a nejtěsněji, nebo 5-8 cm nad ránu.
- Každou ránu lze zakrýt speciálním krytem pro poskytnutí modulárních scénářů zranění.
- Každá rána může krváčet nezávisle.
- Navrženo pro použití na bitevním poli: robustní konstrukce, nepotřebuje baterie ani externí napájení.
- Snadno se čistí a přenáší. Včetně přenosné tašky.
- Realistický cenově dostupný simulátor pro opakovatelný nácvik

System krvácení:

- Krevní rezervoár (2litrový) s ruční pumpou na krev pro simulaci žilního nebo tepenného pulzujícího krvácení.
- Během balení rány nedochází k žádnému zpětnému toku krve do rezervoáru.
- Obsahuje 250 ml koncentrátu pro výrobu umělé krve, ze kterého lze vytvořit 2 litry krve.

Rozměry a hmotnost: 93 cm, 3 kg

Obsah dodávky:

- Paže se 3 různými traumatickými zraněními
- 3 modely zranění
- Ruční pumpa na krev
- Přenosná taška
- Pás pro možnost nošení paže na sobě
- Krevní rezervoár na 2 litry
- Koncentrát pro výrobu umělé krve 250 ml

Škrtidla nejsou obsažena v sadě.