



Cena bez DPH	24.870,00 Kč
Cena s DPH	30.092,70 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr	Kanyly
Popis	Lze praktikovat použití ultrazvuku během IV procedur
Množstevní jednotka	ks

TruIV Block, který je součástí produktové řady TruUltra, umožňuje studentům získat odbornost v dovednostech spojených s IV kanylací. Díky 8 žilám (povrchovému a hlubokým) o průměru 4-8 mm mohou uživatelé praktikovat použití ultrazvuku během IV procedur.

Vlastnosti modelu

- Realistické vlastnosti: Obsahuje 8 žil (4 povrchové a 4 hluboké) plus vrstvy fascie pro vyšší realismus.
- Zaměřte se na různé žíly o průměru od 4 mm do 8 mm. Ultrazvukové zobrazování je neuvěřitelně reálné
- Potvrďte úspěšnou IV kanylací odebráním krve
- Jedinečné, samoregenerační materiály TruUltra snižují výskyt stop jehel a usnadňují vysoký objem opakovaného cvičení. Vložka usnadní cca. 4000 vpichů jehlou, než je potřeba vyměnit vložku
- Náhradní vložka je nákladově efektivní a snadno se vyměňuje bez narušení doby výuky
- Dodáváno v kompaktním ochranném pouzdru - ideální pro trénink na různých místech
- Podélné a příčné anatomické možnosti zobrazení
- Kompatibilní se všemi značkami ultrazvukových přístrojů

Školení lékařských postupů

- Ultrazvukem naváděná IV kanylace
- Umístění a pohyb sondy
- Rozpoznání žil v měkké citlivé tkáni