

**IOPT-10 - Trenažér pro nácvik zavedení
intraoseální jehly (IO) - pediatrický**
Objednací kód: **4129.IOPT10**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Množstevní jednotka

Punkce, anestezie, injekce

ks

Pediatrický тренаžér pro nácvik zavádění intraoseální jehly poskytuje příležitost nacvičovat techniky zavádění IO jehly.

Nacvičujte zavádění jehly přes kůži a měkkou tkáň, dokud se nedostanete ke kosti. Poté trénujte opatrné vrtání do kosti. Tato cenově efektivní nácviková podložka je dostatečně velká k opakovanému použití. Obsahuje měkkou tkáň a spongiózní kost.

Pozn.: IO vrtačka na obrázku není součástí sady