

**IOTP-10 - Nácvikový balíček trenažéru pro  
zavedení intraoseální jehly (IOT-10 a  
IOPT-10)**

Objednací kód: **4129.IOTP10**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Množstevní jednotka

Punkce, anestezie, injekce

ks

Nácvikový balíček trenažeru pro zavádění intraoseální jehly obsahuje jak pediatrický trenažér, tak trenažér dospělého. Trenažér pro nácvik zavádění intraoseální jehly poskytuje příležitost nacvičovat techniky zavádění IO jehly.

Nacvičujte zavádění jehly přes kůži a měkkou tkáň, dokud se nedostanete ke kosti. Poté trénujte opatrné vrtání do kosti. Tato cenově efektivní nácviková podložka je dostatečně velká k opakovanému použití. Obsahuje měkkou tkáň a spongiózní kost.

**Pozn.:** IO vrtačka na obrázku není součástí sady