




HELAGO-CZ, s.r.o.  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci  
Králové  
oddíl C, vložka 17879  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové 3  
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961  
Tel: 495 220 229, 495 220 394  
GSM brána: 602 123 096  
E-mail: [info@helago-cz.cz](mailto:info@helago-cz.cz)  
Web: <http://www.helago-cz.cz>

## **LP-30-L - Trenažér lumbální punkce se simulovaným infuzním sáčkem (IVB-20)**

Objednací kód: **4129.LP30L**

---



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Množstevní jednotka

Punkce, anestezie, injekce

ks

Zvládejte bezpečně kritické techniky lumbální punkce se snadno použitelným trenažérem lumbální punkce s možností navádění ultrazvukem.

Náš realistický simulátor může vzpřímeně sedět, nebo může být umístěn do pozice na boku vleže a obsahuje bederní obratle, kyčelní hřeben, trnový výběžek, žlutý vaz a epidurální prostor; s tekutinou naplněným prostorem pro simulovaný mozkomíšní mok. Lumbální punkce umožňuje uživateli penetrovat subarachnoidální prostor, a když je hrot odstraněn, je přítomen mozkomíšní mok.

Trenažér pojímá tři různé realistické s ultrazvukem kompatibilní náhradní tkáně, které odrážejí zřetelné anatomické rozdíly, které se nacházejí u obézních, geriatrických a normálních pacientů. Každá tkáň umožňuje uživatelům zažít odlišnosti v tloušťce ploténky a hloubce měkké tkáně na vrchu obratlů.

### **Obsahuje:**

- Simulovaný infuzní sáček
- Normální tkáň

### **Vlastnosti:**

- Samouzavírací náhradní tkáň je vysoce odolná pro opakovaný postup
- Různé náhradní tkáně umožňují progresivní rozvoj dovedností u různých pacientů
- Odolná náhradní tkáň
- Nejrealističtější možná taktilní odezva

### **Dovednosti:**

- Použijte ultrazvuk nebo palpaci pro rozpoznání klíčových orientačních míst
- Zažijte realistický odpor jehly včetně „puknutí“, jakmile jehla projde žlutým vazem a tvrdou plenou
- Umožňuje studentům odebírat mozkomíšní mok
- Nacvičujte proceduru v pozici vleže na levém boku nebo vsedě