



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci
Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

**PATP-20-L - Nácvikový balíček
ultrazvukového trenážeru paracentézy**
Objednací kód: **4129.PATP20L**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Fantomy a simulátory

Množstevní jednotka

Ultrazvukové fantomy

ks

Nácvikový balíček ultrazvukového trenažeru paracentézy od Simulab obsahuje model pro paracentézu a dodatečnou náhradní tkáň. Tento s ultrazvukem kompatibilní trenažér umožňuje uživatelům provádět diagnostickou a/nebo terapeutickou paracentézu.

Anatomicky přesný trenažér je polohován tak, aby simuloval pacienta sedícího v úhlu 45° s roztaženým břichem a obsahuje stydkou symfýzu, hřeben kosti kyčelní a pupek. Proceduru lze provádět ve středové linii pod pupkem, nebo 2 prsty před a 2 prsty směrem k hlavě k přednímu hornímu trnu kyčelní kosti. Spodní epigastrické cévy lze pozorovat pod ultrazvukem.

Obsahuje:

- Základna trenažeru paracentézy
- Dvě náhradní tkáně (PACT-20)
- 7/16" šroubovák

Vlastnosti:

- Kompatibilní s ultrazvukem s náhradní tkání
- Vnitřní anatomie obsahuje povrchové epigastrické cévy, játra a slezinu, přímé svaly břišní a střeva
- Umožňuje intraperitoneální odstranění až jednoho litru tekutiny
- Náhradní tkáň je odolná a umožňuje opakované použití
- Hmatatelná anatomie a realistická reakce na jehlu

Dovednosti:

Používejte ultrazvukovou sondu pro minimalizaci rizik a výuku:

- Hledání ložiska ascitu
- Měření vzdálenosti od kůže k tekutině a vyhnutí se střevu
- Hledejte krevní cévy pod kůží za použití vaskulární sondy
- Odsávejte tekutinu z pobřišnice
- Používejte tradiční techniku laterálního kanálu, nebo techniky středové linea alba
- Nahmatávejte anatomické orientační body důležité pro postup