



HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: <http://www.helago-cz.cz>

C0002A-L - Trenažér pro zajištění dýchacích cest - muž - velká verze
Objednací kód: **4130.C0002AL**





Cena bez DPH

42.160,00 Kč

Cena s DPH

51.013,60 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Detailní popis

Náš trenážer pro zajištění dýchacích cest slouží také pro nácvik intubace a dalších úkonů.

Vyroben z 3D tištěných a silikonových odlitých částí. Zesílen síťovinou na několika místech uvnitř dýchacích cest a v oblasti ústní dutiny. Anatomicky přesný.

Použijte trenážer pro výuku:

- intubačních algoritmů
- laryngální anatomie
- ventilace pomocí resuscitační masky
- používání různých laryngoskopů a supraglotických nástrojů
- nazální intubace

Hlavní funkce

Vyroben na základě skutečných dat:

Pro zajištění, že náš trenážer pro zajištění dýchacích cest reflektuje skutečnou anatomii, jsme v procesu navrhování použili data z MR a fotogrammetrických souborů.

Ručně vyrobený s důrazem na detaily:

Každý procedurální trenážér, který společnost vyrábí, prochází pečlivou kontrolou kvality.

Nastavitelná obtížnost:

Obtížnost intubace lze snadno nastavit (stupeň 1-3 na stupnici podle Cormacka-Lehana)

Tuhý krk:

Aby byl nácvik ještě náročnější, můžete omezit pohyblivost krku.

Realistická orientační místa:

Mezi orientační místa patří: pravé a falešné hlasivky, zadní chrupavky, příklopka hrtanová, interarytenoidní zářez a další.

Obsahuje:

- Trenážér zajištění dýchacích cest
- 2x kůže krku
- 4x alternativní sady zubů
- 2x membrána prstencové chrupavky
- 2x ucávký pro blokaci dýchacích cest
- lubrikant
- přenosný obal

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše