

SB20132 - Model pro periferní zavádění centrálních katétrů (PICC) Petr

Objednací kód: **4107.SB20132**



Cena bez DPH

39.250,00 Kč

Cena s DPH

47.492,50 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Zavádění katetrů

Tento výukový model umožňuje nácvik periferního zavedení centrálního žilního katétru (PICC). Díky stále častějšímu používání je nutné tento postup správným způsobem vyučovat. Model Peter PICC Line™ umožňuje jak výuku tak vyhodnocení této techniky zavádění. Tento přenosný výukový model má průsvitnou kůži paže, která umožňuje vizualizaci anatomicky přesné hlavové, bazilární a mediální bazilární žíly. Jsou přítomné také axilární jugulární, podklíčková a horní dutá žíla a pohyblivá brada simuluje okluzi jugulární žíly pro zamezení procházení PICC linie touto trasou. Hmatatelná žebra umožňují nácvik měření správné délky katétru pro příslušný mezižebříkový prostor. Model také umožňuje měření délky katétru mimo tělo a potvrzení správného zavedení zobrazením distálního konce katétru ve viditelné horní duté žíle. Vyměnitelná, téměř neprůsvitná kůže paže umožňuje vizualizaci žil pod kůží. Včetně měkké přenosné tašky. Skvělá pomůcka pro nácvik a posuzování dovedností. Modré žíly jsou vyrobeny z přírodního latexu.