

## AC8 - Intubační treňažer dospěleho

Objednací kód: **4101.AC8**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- tento treňažer byl vyvinut pro nácvik provádění intubace v běžných podmínkách
- když je během intubace vyvinut na horní řezáky příliš velký tlak laryngoskopem, ozve se varovný zvukový signál
- o správném umístění intubační rourky se lze přesvědčit auskultací respir. fenoménu stetoskopem (není dodáván) na laterálních stranách hrudníku vpravo nebo vlevo; obsahuje samostatný model hrtanu pro seznámení se s anatomickými strukturami
- dodáváno v přenosném kufříku