




HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
IČ: 25 96 39 61, DIČ: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM brána: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

**50123 - Červovitý přívěsek slepého
střeva -post ileální**
Objednací kód: **4104.50123**



Cena bez DPH 3.550,00 Kč

Cena s DPH 4.295,50 Kč

Parametry

Chirurgie - filtr Základní chirurgické operace

Množstevní jednotka ks

Pro nácvik laparoskopického odstranění červovitého přívěsku slepého střeva. Tento model má 3 varianty, které představují slepé střevo v těchto pozicích:

- normální (u 32% pacientů)
- post-ileální (u 1% pacientů)
- retrocekalní (u 64% pacientů)

Každý model doplňkově obsahuje peptický vřed, pro uzavření používá pobřišnici a mezenterium.

Dovednosti:

- resekce a dělení pobřišnice
- identifikace a expozice slepého střeva
- mobilizace a dělení cév
- odstranění slepého střeva
- vyšetření pahýlu slepého střeva
- reparace a uzavření peptického vředu

Vlastnosti:

- vysoce realistický model červovitého přívěsku, slepého střeva a pahýlu ilea
- varianty dostupných slepých střev mají různé stupně obtížnosti
- přesvědčivé cévy naplněné tekutinou, obsahy slepého střeva a tkáně podporují správné zacházení s tkání
- cévy obsahují uzávěr, ke kterému lze připojit Sadu umělé krve (**60651**), která umožňuje proudění tekutiny do apendikulární arterie.
Použijte Umělou krev - arteriální (250 ml) - **60653**.
- ideální pro výukové kurzy; model je určen pro rychlé připevnění a odstranění od Sady pro uchycení měkké tkáně (**50151**)