

PH-3 - "Phantom" angiografie hlavy

ACS

Objednací kód: **4103.PH-3**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Fantomy a simulátory

Množstevní jednotka

Rentgenové fantomy

ks

- Umělá lebka v životní velikosti je vestavěna v modelu hlavy z měkkého umělého vaziva. Přední a střední mozková tepna jsou na snímku viditelné a jsou umístěny uvnitř levé poloviny lebky. Průměry simulovaných tepen jsou od 0,5 do 4 mm. Mozek, mozkové komory a oční jamky jsou na CT snímcích také viditelné.