

Simulátor pro nácvik intramuskulární injekce do hýždě - nasazovací

Objednací kód: **4109.M153**



Cena bez DPH	55.570,00 Kč
Cena s DPH	67.239,70 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr
Množstevní jednotka

Hýždě
ks

Nasazovací model hýždě umožňuje výuku ve dvojicích nebo také výuku celé třídy. Jeden student představuje pacienta a druhý ošetřujícího. Umožňuje pochopit úzkost pacientů, zjistit pohmatem pánev a ujistit se o správném místě pro vpich ve srovnání se skutečným tělem. Kůže na modelu je velmi podobná skutečné. Po vpichu nezůstane téměř žádná stopa a do modelu lze injektovat vodu.

- umožňuje výuku intramuskulární injekce do hýždě pohmatem
- model je velmi jednoduchý na přípravu a čištění před a po výuce
- možnost výuky celé třídy studentů najednou; během jedné lekce se může cvičení na modelu provést několikrát, čímž se zvýší přesnost jeho provedení
- studenti si mohou střídavě vyzkoušet roli pacienta a ošetřujícího a mohou model porovnat se skutečným tělem
- ověření správného nácviku intramuskulární injekce do hýždě pohmatem umožňuje crista iliaca, trochanter major a trn kyčelní, které jsou součástí modelu
- kůže a konstrukce modelu jsou velmi podobné skutečnému tělu a velmi tak přispívají k výuce intramuskulárního vpichu
- pokud není vpich na správném místě nebo je příliš hluboký, začne blikat červená kontrolka a spustí se alarm; pokud je vpich správný, rozsvítí se zelená kontrolka
- praktická výuka se může provádět na figuríně nebo člověku
- model je lehký, kompaktní, nezabírá místo a je snadno přenosný
- jednoduchá příprava a čištění modelu před a po ukončení výuky
- povrch modelu je tak podobný skutečné kůži, že nezůstane po vpichu jehlou žádná stopa ani při opakovaném použití
- doplňky: úložný kufřík
- rozměry balení: 15 x 50 x 35 cm