

- 1 ocelová listová pružina
- 1 kónická láhev, 100 ml
- 1 bimetalový proužek
- 4 g glycerinu
- 1 konkávní zrcadlo na tyči
- 1 hliníková tyč 200 mm

- 1 teploměr, -10 °C – +100 °C
- 1 skleněná trubka s kolínkem 90°
- 1 pryžová zátka, 25 × 24 / 19 mm
- 1 lihový kahan
- 1 keramická podložka

10 experimentů z oblasti tepla

- Princip teploměru
- Zahřívání pevných těles
- Zahřívání tekutin
- Zahřívání plynů
- Chování bimetalových předmětů
- Kondukce tepla
- Tepelné záření
- Kondenzace
- Destilace
- Teplota směsí

Dodatečně vyžadováno:

- 5401.U60011 Studentský set - základní sada

Chcete stránku vytisknout?

Skrýt před tiskem nějaké části stránky.



Vytisknout část stránky

Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.



Vytisknout celou stránku

(tento box nebude vytištěn)

Úprava stránky před tiskem

Najedte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.



Vytisknout!



Zobrazit vše