



Cena bez DPH

3.955,00 Kč

Cena s DPH

4.785,55 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Punkce, anestezie, injekce

Množstevní jednotka

ks

Tato měkká replika břicha bude neocenitelnou pomůckou při učení pacientů jak správně vsunout a natočit infuzní sadu pro inzulinové pumpy tak, aby se vyhnuli oblasti 5 cm kolem pupku. Dále pomůže naučit pacienty, jak si sami dávat injekce mnoha typů. Trenažér má realistickou kůži, měkkou plastovou zadní stranu, která zabraňuje jehlám projít skrz, a otvory, které umožňují materiálu dýchat a vysušit se, pokud se rozhodnete vstříkovat tekutiny. Do simulátoru může být vstříkována destilovaná voda, ale čím více tekutiny je vpuštěno, tím déle se vypařuje. Skutečný inzulin nebo další léky by neměly být vstříkovány, protože by mohly poškodit materiál. Simulátor je původně zamýšlen na jedno použití, ale budete-li o něj správně pečovat, bude funkční po dlouhou dobu. Použití nejmenších možných jehel při simulaci injekcí a střídání míst vpichu pomůže prodloužit život simulátoru. Rozměry: 25 × 15 × 3 cm.