

## M118-1 Musclemate II - Simulátor pro nácvik intramuskulární a subkutánní injekce

Objednací kód: **4109.M1181**



Informace o ceně na vyžádání

### Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Horní končetiny

Množstevní jednotka

ks

Simulátor pro nácvik intramuskulární a subkutánní injekce.

### Nácvik:

- Příprava - simulátor se snadno nasazuje, zapínání na suchý zip
- Prohmatávání - zkontrolujte místo vpichu, simulátor obsahuje nadpažek
- Stisk - stiskem kůže se sval vyzvedne, což napomáhá správnému výběru místa vpichu
- Intramuskulární injekce - simulátor dokáže vyhodnotit nejen místo vpichu, ale i jeho hloubku. Povrch je velmi podobný pokožce a nezůstávají na něm stopy po vpichu.
- Subkutánní injekce - možnost nácviku subkutánní injekce (injekce do podkoží)

### Vlastnosti:

- Zabudované žárovky a signalizační zvonek signalizují průběh vpichu
  - Správný vpich - zelené světlo se rozsvítí, jestliže je vpich proveden správně, a to včetně jeho hloubky
  - Nesprávné místo vpichu - červené světlo bliká a signalizační zvonek zní, jestliže je místo vpichu nesprávně zvoleno
  - Nesprávná hloubka vpichu - červené a zelené světlo bliká a signalizační zvonek zní, jestliže je správně zvoleno místo vpichu, ale injekce je vedena příliš hluboko
- Simulátor je lehký a dobře sedí na ruce, což umožňuje realističtější nácvik
- Používejte pouze vodu!
- Hmotnost: 0,5 kg
- Rozměry pouzdra (š × h × v): 32 × 12 × 11 cm
- Doplnky: drenážní sáček, pásek