

## M148-3 Veinmate II - Simulátor pro nácvik intravenózní injekce

Objednací kód: **4109.M1483**



Informace o ceně na vyžádání

### Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Horní končetiny

Množstevní jednotka

ks

Simulátor pro nácvik intravenózní injekce.

### Nácvik:

- Příprava – simulátor se snadno nasazuje, upevnění suchým zipem
- Prohmatání – obsaženy jsou cévy jak snadno viditelné, tak hluboko umístěné
- Intravenózní injekce – realistický nácvik téměř jako s pravou kůží a žílou
- Snadný náběh – dva typy cév, a to silné a tenké, lze mezi nimi volit podle získaných dovedností

### Vlastnosti:

- Kůže i cévy jsou velice podobné skutečným, co se týká jejich vlastností při pohmatání a vpichu; u cév jsou dostupné dvě různé hloubky umístění – blízko pod kůží a hluboko pod kůží
- Množství: 5 kusů v jedné sadě
- Hmotnost: asi 0,7 kg (5 kusů)
- Rozměry pouzdra (š × h × v): 29 × 20 × 10 cm
- Doplnky: proplachovač, pásek