

Model čelistí pro orální chirurgii SUG1003-UL-SP

Objednací kód: 4112.345137



Cena bez DPH

7.905,00 Kč

Cena s DPH

9.565,05 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Různá umělá poranění k nacvičování chirurgických zákroků v případech jako např. extrakce zaklíněného zubu, odstranění hnisu (incize) a odstranění exostóz
- Zuby přirozeného tvaru připevněné k měkké dásni
- Dáseň je vytvořena tak, aby byla vhodná pro incize a šití
- Základní nácvik infiltrativní anestezie

Nácvik:

- Anestezie
- Amputace kořenového hrotu
- Extrakce zdravého zubu
- Odstranění hnisu (incize)
- Komplikovaná extrakce zubu
- Odstranění exostózy
- Extrakce zaklíněného zubu
- Mezičelistní fixace/drátěná vazba
- Replantace zubu

Artikulátor:

Možnost výběru ze tří typů artikulátorů (zobrazené ceny platí u modelů s artikulátorem FE).

- FE: SUG1003-UL-SP-FEM-28
- DP: SUG1003-UL-SP-DPM-28
- D: SUG1003-UL-SP-DM-28
- Bez artikulátoru: SUG1003-UL-SP-M-28

Komplikovaná extrakce zubu

Na pravém dolním zubu moudrosti můžete procvičovat incizi, léčbu deskvamace, luxaci zubu, kyretáž a šití v rámci komplikované extrakce zubu.

Extrakce zaklíněného zubu

Levý dolní zub moudrosti je horizontálně zaklíněn, takže na něm můžete nacvičovat odstranění kosti, oddělení korunky a kořene a exstirpaci v rámci extrakce zaklíněného zubu.

Odstranění exostózy

Model obsahuje torus na tvářové straně levé horné stoličky, takže na něm můžete nacvičovat incizi, chirurgické odklopení dásňového laloku a odstranění kosti za použití kladívek.

Amputace kořenového hrotu

Měkký materiál podobný zánětu v okolí kořenového hrotu pravého horního středního řezáku, na kterém můžete nacvičovat odstraňování kostí, amputaci kořenového hrotu a exstirpaci.