

AR90 - CORMAN® - Trenažér pro nazogastrickou a nazojejunální výživu

Objednací kód: 4101.AR90



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Dovednosti:

- Měření, umístění a zajištění nasogastrické a nazojejunální trubice
- Špatné zavedení trubice do levé, nebo pravé plíce
- Měření pH (kyselosti/zásaditosti) žaludečního aspirátu
- Enterální výživa přes nasogastrické, nazojejunální, nebo vyživovací zařízení
- Podávání léku na kapalné bázi

Vlastnosti:

Simulátor CorMan® byl navržen pro umožnění nácvičku různých scénářů. Výživová trubice může být odchýlená do pravé, nebo levé plíce, do žaludku, nebo přes dynamický vrátníkový svěrač do dvanácterníku. Otevřená ústa a pohyblivá hlava umožňují vizualizaci výživové trubice, která se stáčí v zadní části úst při obtížném zavádění. Plíce, žaludek a tenké střevo přijímají tekutiny, což umožňuje odsávání a podávání výživy, nebo léků.

Simulátor byl vyvinut ve spolupráci s CORPAK MedSystems a byl navržen pro usnadnění nácviku a zdokonalování se v zavádění a zacházení s nasogastrickou a nasojejunální výživovou trubicí a výživovým zařízením u dospělých osob.

Tento simulátor také plně podporuje CORPAK CORTRAK® systém pro enterální přístup, díky čemuž je u tohoto řešení pro enterální přístup mnoho možností nácviku.

Obsahuje:

- Silikonové mazivo
- Instrukční manuál
- Pevný přenosný kufřík s kolečky