



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

- Objektivní nácvik intubace s modelem torza dospělého člověka
- Možnost provádění autentického nácviku s realistickým torzem člověka s materiálem velmi blízce simulujícím kůži - záklon hlavy / zdvih brady, číhací poloha
- Manévr pro předsunutí dolní čelisti (zobrazen na monitoru)
- Ventilace pomocí resuscitační masky s vakem
- Možnost zavádění do horních a dolních cest dýchacích
- Lze aplikovat intubační trubici (ETT), laryngální masku (LMA/I-gel) a trubici Combi-Tube
- Intubace pomocí laryngoskopu
- Možnost pozorování zdvihu hrudníku během ventilace a kontroly pomocí stetoskopu
- Zvuky upozorňující na nadměrné použití laryngoskopu
- Detekce a zobrazení metody záklonu hlavy / zdvihu brady a číhací pozice na tabletu
- Možnost pozorování hloubky intubace (hluboká/střední/mělká) na tabletu
- Možnost pozorování intubace jícnu na tabletu
- Detekce dechového objemu a roztažení žaludku a zobrazení stavu na tabletu
- Uživatel může sledovat záznamy z nácviku pomocí auto-ID položek a kontrolního seznamu
- Kontrolní seznam a výsledný výstup jsou konfigurovatelné
- Všechny výsledky lze uložit
- Bezdrátové Bluetooth spojení se zobrazovacím tabletem

Specifikace

- Model trupu dospělého člověka (s nainstalovaným ovladačem a zařízením bluetooth)
- Lubrikant
- AC napájecí adaptér
- Skříňka na baterie
- Skladovací kufřík

Model je dodáván bez tabletu, který je potřebný k jeho správné funkci