

**Simulátor pro nácvik periferního
zavádění katétru**
Objednací kód: **4103.MW9**



Cena bez DPH 30.780,00 Kč

Cena s DPH 37.243,80 Kč

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Zavádění katetrů

Množstevní jednotka

ks

Tento model byl vyvinut pro srozumitelný nácvik periferního zavedení žilního katétru od samotného zavedení až po upevnění intravenózní kanyly.

Vlastnosti:

- 1. Všechny nácvikové dovednosti pro péči o periferní žilní cesty
- 2. Dvě punkční místa: střední předloketní žíla a dorzální žíla
- 3. Nacvičujte roztažení kůže ruky a aplikaci tlaku na krevní cévu pro zastavení krvácení
- 4. Odolná punkční podložka s IV kanylou

Nácvikové dovednosti:

- Obvazování škrtidlem

- Ověřování punkčního místa
- Sterilizace punkčního místa
- Punkce s IV kanylou
- Potvrzení zpětného toku v punkčním místě
- Tlak na krevní cévu pro zastavení krvácení a vyjmutí kanyly
- Nastavení infuzní trubice
- Potvrzení přirozené instilace
- Upevnění punkčního místa
- Injekce lékařského roztoku z injekčního portu



Sada obsahuje:

- 1 model paže
- 2 injekční podložky pro dorzální žílu ruky
- 2 injekční podložky pro středovou předloketní žílu
- 1 lahev simulované krve
- 1 stojan pro lahev se simulovanou krví
- 1 infuzní sada
- 1 infuzní pytlík
- 1 stříkačka (50 ml)
- 1 plastová kádinka
- 10 stěrových tyčinek na simulovanou krev (tamponového typu)