

PLASTRON-CI - Prsní nástavec pro implantaci portu

Objednací kód: **4121.PLASTRON-CI**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Chirurgie - filtr

Základní chirurgické operace

Množstevní jednotka

ks

Tento simulátor se skládá ze silikonové části znázorňující lidskou tkáň, pod kterou se nachází pevná deska pro ochranu osoby, nosící na sobě tento simulátor, proti možnému píchnutí při nesprávném postupu poskytovatele péče.

S výjimkou zvláštního požadavku nejsou aktuálně port-a-cath® a krevní sáček dodávány společností Creaplast, ale lze je objednat přímo do výroby a přidat je k modelu.

Model je uchycen kolem krku a pasu pomocí stavitelných popruhů. Umožňuje nacvičovat lékařskou péči o implantovaný port.

Díky možnosti uchycení modelu na člověka je nácvik velmi realistický. Můžete si vyzkoušet komunikaci s pacientem, cítit jeho pohyb,

dýchání...