


8000973 - Simulátor obrazovky patientského monitoru Medtronic Capnostream™ 35 pro REALITi360

Objednací kód: 4127.8000973



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Simulovaný patientský monitor Capnostream™ 35 je volitelně dostupnou obrazkovou simulací prémiové značky, která funguje s aplikací pro monitor vitálních funkcí REALiTi360 a defibrilátor. Simulovaný monitor je navržen pro používání se systémy pro simulaci patientských monitorů REALiTi Plus a REALiTi Pro od iSimulate.

Instruktoři mohou snadno přidávat nácvikové scénáře nebo stahovat nové scénáře z platformy REALiTi360 COMMUNITi.

REALiTi360 obrazovky napodobují uživatelský interface patientských monitorů a defibrilátorů několika známých výrobců. Díky spolupráci s předními výrobci vytvořil tým iSimulate vysoce realistická rozhraní, která vypadají a fungují jako skutečné monitory, které se používají u skutečných zásahů. Současný a stále se rozšiřující výběr patientských monitorů a defibrilátorů umožňuje studentům naučit se pracovat s mnoha různými monitory a defibrilátory, se kterými by se mohli setkat během své kariéry.

Na základě individuálních nácvikových potřeb a produktové konfigurace si mohou uživatelé vybrat jednu nebo více z těchto obrazovek a zařadit je do simulačního nácviku.

Simulace patientského monitoru Capnostream™ 35 dává uživatelům REALiTi360 možnost trénovat monitorování dechu u pacientů v jakémkoliv klinickém prostředí. Tato simulace obrazovky perfektně napodobuje monitor Capnostream™ 35 se všemi jeho příslušnými funkcemi.

Nutné příslušenství

- 4127.1022815 - Simulátor patientského monitoru - REALiTi Plus
- 4127.1022816 - Simulátor patientského monitoru s debriefingem & CPR zpětnou vazbou - REALiTi Pro