


**8000975 - Simulátor obrazovky patientského  
monitoru Philips HeartStart MRx Emergency  
Care pro REALITi360**  
Objednací kód: **4127.8000975**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Simulovaný patientský monitor HeartStart MRx pro pohotovostní péči je volitelně dostupnou obrazkovou simulací prémiové značky, která funguje s aplikací pro monitor vitálních funkcí REALITi360 a defibrilátor. Simulovaný monitor je navržen pro používání se systémy pro simulaci patientských monitorů REALITi Plus a REALITi Pro od iSimulate.

Instruktoři mohou snadno přidávat nácvikové scénáře nebo stahovat nové scénáře z platformy REALITi360 COMMUNITI.

REALITi360 obrazovky napodobují uživatelský interface patientských monitorů a defibrilátorů několika známých výrobců. Díky spolupráci s předními výrobci vytvořil tým iSimulate vysoce realistická rozhraní, která vypadají a fungují jako skutečné monitory a defibrilátory, které se používají u skutečných zásahů. Současný a stále se rozšiřující výběr patientských monitorů a defibrilátorů umožňuje studentům naučit se pracovat s mnoha různými monitory a defibrilátory, se kterými by se mohli setkat během své kariéry.

Na základě individuálních nácvikových potřeb a produktové konfigurace si mohou uživatelé vybrat jednu nebo více z těchto obrazovek a zařadit je do simulačního nácviku.

Simulace patientského monitoru HeartStart MRx pro pohotovostní péči dává uživatelům REALITi360 možnost trénovat monitorování pacienta, diagnostická měření a resuscitaci. Tato simulace obrazovky perfektně napodobuje monitor HeartStart MRx se všemi jeho příslušnými funkcemi.

### **Nutné příslušenství**

- 4127.1022815 - Simulátor patientského monitoru - REALITi Plus
- 4127.1022816 - Simulátor patientského monitoru s debriefingem & CPR zpětnou vazbou - REALITi Pro