

**8000970 - Simulátor obrazovky  
pacientského monitoru LIFEPAK<sup>®</sup> 1000 pro  
REALITi360**

Objednací kód: **4127.8000970**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Simulovaný patientský monitor LIFEPAK® 1000 je volitelně dostupnou obrazkovou simulací prémiové značky, která funguje s aplikací pro monitor vitálních funkcí REALITi360 a defibrilátor. Simulovaný monitor je navržen pro používání se systémy pro simulaci patientských monitorů REALITi Plus a REALITi Pro od iSimulate.

Instruktoři mohou snadno přidávat nácvikové scénáře nebo stahovat nové scénáře z platformy REALITi360 COMMUNITi.

REALITi360 obrazovky napodobují uživatelský interface patientských monitorů a defibrilátorů několika známých výrobců. Díky spolupráci s předními výrobci vytvořil tým iSimulate vysoce realistická rozhraní, která vypadají a fungují jako skutečné monitory a defibrilátory, které se používají u skutečných zásahů. Současný a stále se rozšiřující výběr patientských monitorů a defibrilátorů umožňuje studentům naučit se pracovat s mnoha různými monitory a defibrilátory, se kterými by se mohli setkat během své kariéry.

Na základě individuálních nácvikových potřeb a produktové konfigurace si mohou uživatelé vybrat jednu nebo více z těchto obrazovek a zařadit je do simulačního nácviku.

Simulace patientského monitoru LIFEPAK® 1000 dává uživatelům REALITi360 možnost trénovat záchranáře na defibrilaci včetně pořizování grafů z monitorování pacienta a AED pro záchranáře se základními zkušenostmi, nebo zobrazování EKG a manuální defibrilaci pro pokročilé záchranáře. Tato simulace obrazovky perfektně napodobuje monitor LIFEPAK® 1000 se všemi jeho příslušnými funkcemi.

### **Nutné příslušenství**

- 4127.1022815 - Simulátor patientského monitoru - REALITi Plus
- 4127.1022816 - Simulátor patientského monitoru s debriefingem & CPR zpětnou vazbou - REALITi Pro