

80300 - Rozšiřovací modul pro císařský řez ECSM - Prompt Flex

Objednací kód: 4104.80300



Cena bez DPH 70.590,00 Kč

Cena s DPH 85.413,90 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

ks

Ideální pro nácvik dovedností nutných při provádění jak rutinních, tak náročnějších císařských řezů. Nacvičující mohou být vystaveni obtížným porodům, jako je zaklíněná hlavička plodu, nebo příčná poloha plodu. Předřezané břicho umožňuje opakovaný nácvik porodu, což pomáhá zlepšit jistotu a obeznamenost s manévry.

Modul pro PROMPT Flex Standard 4104.80100

Modul lze použít pro nácvik jakékoliv z následujících metod porodu při hluboce zaklíněné hlavičce plodu:

- Manuální manévry pro extrakci hlavičky
- Nadzvednutí vagíny
- Reverzní extrakce koncem pánevním
- Patwardhanova technika
- Použití plodového polštářku

Realistický

- Kůže břicha má realistický vzhled, tukovou vrstvu a vlastnosti břicha v termínu porodu.
- Realistické vlastnosti vnitřní části dělohy během porodu
- Hlava a ramena jsou na realistické úrovni ve vztahu k řezu dělohy

Klíčové vlastnosti

- Děloha pevně drží dítě v pozici hlavou dolů, koncem pánevním a příčné pozici.
- Pro usnadnění porodu dítěte pro IFH manévry lze aplikovat děložní tlak
- Předřezaná kůže umožňuje snadné opakování nácvičku
- Realisticky napodobuje omezující prostor pánevního vstupu pro IFH manévry
- Umožňuje navíjení pomocí kovových, plastových nebo pryžových navíječů

Univerzálnost

- Umožňuje nacvičovat rutinní a komplexní císařské řezy při plné dilataci

Bezpečnost

- Neobsahuje latex

Dovednosti

- Porod hlavičkou a porod koncem pánevním
- Císařský řez při plné dilataci:
 - Odblokování hlavičky pomocí metod vaginálního tlaku
 - Použití balónku pro odblokování hlavičky
 - Reverzní extrakce koncem pánevním
 - Patwardhanovy techniky
- Příčná pozice
- Porod císařským řezem za použití nástrojů
- Porod placenty pro rutinní císařské řezy
- Týmová práce a nácviček lidských faktorů během krizového císařského řezu

Obsah sady

- Perineum
- Děloha pro modul císařského řezu
- Děloha se zaklíněnou hlavičkou plodu
- Předřezaná porodní kůže
- Děložní hrdlo pro modul císařského řezu
- Pěnová děložní podpěra
- Pánevní dno

