


**LPBP-40-L - Nácvikový balíček pediatrického
trenažéru lumbální punkce
LumbarPunctureBaby
Objednací kód: 4129.LPBP40L**



Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Množstevní jednotka

Punkce, anestezie, injekce

ks

Nácvikový balíček pediatrického trenažéru LumbarPunctureBaby od Simulab simuluje dvoutýdenní dítě, které lze umístit do pozice na boku vleže, nebo může být drženo ve vzpřímené pozici vsedě. Tělová forma je anatomicky přesná s kyčelním hřebenem a pupečníkem. Náhradní tkáň obsahuje obratle L3-L5 s částečným a hýždovým záhybem.

Obsahuje:

- Tělesná forma simulátoru LumbarPunctureBaby
- Dvě náhradní tkáně
- Podstavec vytvarovaný na tělo simulátoru
- Přenosný obal
- Simulovaný infuzní sáček
- Stolní stojan na infuzní sáček
- Lahvička červeného koncentrátu

Vlastnosti:

- Anatomicky přesné dvoutýdenní dítě s flexibilní tělovou formou
- Kompatibilní s ultrazvukem
- Viditelná a hmatatelná orientační místa zahrnují pupečník, hýždový záhyb, kyčelní hřeben a obratle
- Místa pro zavádění se nacházejí v oblastech L3-L4 a L4-L5
- Flexibilní tělová forma přidává na realističnosti při ohýbání dítěte – simulace pohybu trnového výběžku od neutrální do otevřené pozice
- Přesné zavedení jehly umožňuje pozitivní odezvu a odběr simulovaného mozkomíšního moku
- Simulovaný epidurální žilní plexus a kostní trnový výběžek poskytují uživateli odezvu v případě nesprávného zavedení jehly
- Infuzní sáček poskytuje kontrolu nad rychlostí infuze v místě procedury

Dovednosti:

- Použijte pozici na boku vleže a pozici vsedě pro pediatrickou lumbální punkci
- Nahmatejte externí orientační body
- Správná technika procesu lumbální punkce na pediatrickém pacientovi