

## **DLETP-30-L - Luxusní lumbální epidurální tréninkový balíček - dospělý**

Objednací kód: **4129.DLETP30L**



**Deluxe Package  
Includes Three  
Varieties of Tissues**

\*\*\*\*\*

**Normal, Obese  
and Geriatric**

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Kanyly, injekce, napichování - filtr

Množstevní jednotka

Punkce, anestezie, injekce

ks

Zvládejte bezpečně kritické techniky spinálního epidurálního zavádění a katetrizace se snadno použitelným s ultrazvukem kompatibilním nácvikovým balíčkem trenažeru epidurálního zavádění a lumbální punkce. Jde o cenově výhodný nácvikový balíček a obsahuje normální, obézní a geriatrickou tkáň.

Tento realistický simulátor může vzpřímeně sedět, nebo může být umístěn do pozice na boku vleže a obsahuje bederní obratle, kyčelní hřeben, trnový výběžek, žlutý vaz, epidurální prostor a tvrdou plenu.

Trenažer pojímá tři různé realistické s ultrazvukem kompatibilní náhradní tkáně, které odrážejí zřetelné anatomické rozdíly, které se nacházejí u obézních, geriatrických a normálních pacientů. Každá tkáň umožňuje uživatelům zažít odlišnosti v tloušťce ploténky a hloubce měkké tkáně na vrchu obratlů.

### **Obsahuje:**

- Simulovaný infuzní sáček
- Normální tkáň (CLMT-50)
- Obézní tkáň (CLMOT-50)
- Geriatrická tkáň

### **Vlastnosti:**

- Různé náhradní tkáně umožňují progresivní rozvoj dovedností u různých pacientů
- Vysoce odolná náhradní tkáň pro opakovaný postup
- Nejrealističtější možná taktilní odezva

### **Dovednosti:**

- Použijte ultrazvuk a palpaci pro rozpoznání klíčových orientačních míst
- Nacvičujte spinální a epidurální injekce od zavedení až po kompletní katetrizaci
- Zažijte přítomnost a absenci odporu a poklepávání na píst, dokud nepocítíte ztrátu odporu
- Možnost měřit a zavádět katétr do příslušné hloubky; odstraňte jehlu a zabezpečte
- Nacvičujte proceduru v pozici vleže na levém boku nebo vsedě