

1024810 - Jantarové kryty na IV sáčky
50/100/250 ml (×8)

Objednací kód: **4132.1024810**



Cena bez DPH

347,00 Kč

Cena s DPH

419,87 Kč

Parametry

Množstevní jednotka

bal

Jantarové kryty na IV sáčky se používají v nemocnicích pro pomoc snížit možné škodlivé vlivy světla během nitrožilního podávání léčiv. Přidejte tuto pomůcku do vašeho výukového plánu pro perfektní simulaci IV podávání léčiv ve vaší nácvikové laboratoři v oboru ošetrovatelství, farmacie, EMT, nebo jiných souvisejících lékařských oborů. Každý EPS jantarový kryt na IV sáčky pasuje na naše 50 ml, 100 ml a 250 ml Practi IV sáčky.

Produkt optimalizuje způsobilost uživatele v následujících oblastech:

- Nácvik manipulace a přípravy IV sáčků
- Pochopení a dodržování zavedených protokolů a pokynů pro IV terapii.
- Nácvik správných postupů pro zavěšení, plnění a úpravu průtoku IV sáčků.
- Rozvoj bezpečných technik manipulace s IV vaky minimalizujících riziko chyb nebo kontaminace.
- Simulace interakce s pacientem související s IV podáváním, podpora komunikace a chování u lůžka.
- Vylepšování dovedností kritického myšlení činěním rozhodnutí spojených s IV terapií na základě simulovaných scénářů.
- Nácvik regulace a úpravy průtoku IV tekutin podle předepsaných pokynů.
- Nauka dokumentace relevantních informací, jako jsou časy zahájení, průtoky a pozorování během IV podávání.
- Simulace reakcí na potenciální krizové scénáře nebo komplikace související s IV podáním.

Poznámka: Jantarové kryty na IV sáčky se prodávají zvlášť.

Množství: 8 krytů na sáčky

Obsah produktu: Žádný obsah

NENÍ URČENO PRO POUŽITÍ NA LIDECH ANI ZVÍŘATECH. SLOUŽÍ POUZE K NÁCVIKOVÝM ÚČELŮM.